



Q91570

Spetsstickad halstubb

Lägg upp 109 maskor

Varv 1: rm varvet ut

Varv 2: am varvet ut

Varv 3: *1 rm, 2 rm tills 3 ggr, 1 omslag 1 rm 5 ggr, 1 omslag, 2 rm 3 ggr.

Upprepa från * varvet ut

Varv 4: rm varvet ut

Upprepa dessa 4 varv 18 ggr eller tills du har den längd du önskar.

Maska av och sy ihop längst sidorna så det blir en tub.

Fäst alla trådarna.

Du behöver:

2 nystan Cotton Merino
Stickor 5 mm

rm= rät maska

am= avig maska

omslag= ta höger sticka bakom och
runt garnet utan att sticka.

2 rm tills= minska genom att sticka två
maskor tillsammans.